

ACTICOAT® FLEX 3

Krytí SILCRYST® Nanocrystals se stříbrem potaženou antimikrobiální bariérou

Popis

Krytí ACTICOAT® Flex 3 s antimikrobiální bariérou je tvořeno flexibilní polyesterovou vrstvou s nízkou přilnavostí, potaženou nanokrystalickým stříbrem. Krytí ACTICOAT Flex 3 je vysoce přizpůsobivé krytí, které sleduje kontury těla a udržuje kontakt s povrchem rány. Krytí má nízkou přilnavost, což přispívá k minimalizaci traumatu při převazech. Nanokrystalické stříbro poskytuje účinnou antimikrobiální bariéru proti mikrobiální kontaminaci, která chrání ránu před invazivními patogenními mikroorganismy, čímž napomáhá rychléjšímu hojení. Nanokrystalické stříbro je také účinné proti mikroorganismům přítomným v ráně. Vlastnosti antimikrobiální bariéry krytí ACTICOAT Flex 3 zůstávají účinné po dobu minimálně 3 dnů.

Indikace

Krytí ACTICOAT Flex 3 je indikováno jako krytí s antimikrobiální bariérou na rány s částečnou i plnou tloušťkou, jako jsou popáleniny, místa chirurgického zákroku, dekubity, bérčové vředy a diabetické vředy. Krytí ACTICOAT Flex 3 lze použít na infikované rány. Pokud se přípravek používá na infikované rány, infekce se musí přezkoumat a ošetřit podle místního klinického protokolu. Krytí ACTICOAT Flex 3 lze používat jako vrstvu pro kontakt s ránou v kombinaci s podtlakovou léčbou ran (NPWT) po dobu až 3 dnů.

Kontraindikace

- Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí na stříbro
- Nepoužívejte u pacientů během vyšetření magnetickou rezonancí (MRI).
- Před zahájením radiční terapie krytí ACTICOAT Flex 3 odstraňte. Po každém provedení léčby lze aplikovat nové krytí.

Bezpečnostní opatření

- Pouze pro vnější použití, například neaplikujte krytí na odhalené orgány.
- Krytí ACTICOAT Flex 3 není kompatibilní s výrobky na bázi oleje, například s vazelinou.
- Krytí ACTICOAT Flex 3 nemusí být kompatibilní s lokálními antimikrobiálními látkami.
- Během elektronických měření, např. EEG a EKG, se vyvarujte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely.
- Při aplikaci krytí ACTICOAT Flex 3 se může vyskytnout přechodné bolest. Pokud by se po aplikaci objevila stálá bolest, krytí odstraňte. Pro zmírnění této bolesti aplikujte nové krytí a použijte hydrogelový produkt podle popisu níže. Pokud bolest přetrvává, odstraňte krytí a přesteráje ho používat.
- U předčasně narozených dětí (méně než 37 týdnů těhotenství) se krytí ACTICOAT Flex 3 smí používat pouze tehdy, pokud klinický přínos převáží nad potenciálními riziky. Pro tuto věkovou skupinu nejsou k dispozici žádné klinické údaje a údaje, které jsou k dispozici pro použití u novorozenců, jsou pouze omezené.

Dostupnost produktu			
Kód	Rozměry	Dostupnost	
66800396	5 cm x 5 cm	Krabičky 5 ks	
66800398	10 cm x 10 cm	Krabičky 5 ks	
66800399	10 cm x 10 cm	Krabičky 12 ks	
66800409	10 cm x 20 cm	Krabičky 12 ks	
66800419	20 cm x 40 cm	Krabičky 6 ks	
66800432	40 cm x 40 cm	Krabičky 6 ks	
66800435	10 cm x 120 cm	Krabičky 6 ks	
66801290	4 cm x 15 cm	Krabičky 5 ks	
66801291	4 cm x 25 cm	Krabičky 5 ks	
66801292	4cm x 35cm	Krabičky 5 ks	
66801293	20 cm x 20 cm	Krabičky 5 ks	

 Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN Anglie

©Ochranné známky společnosti Smith & Nephew ©Smith & Nephew Datum vydání 10/2020

Tento produkt může být chráněn jedním nebo více patenty Spojených Států.

Viz: www.smith-nephew.com/patents



Nepoužívejte pokud je obal poškozený

Zelený bod

Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

ACTICOAT® FLEX 3

Opatrunek SILCRYST® Nanocrystals z bariérou przeciwbakteryjną pokrytą srebrem

Opis

Opatrunek ACTICOAT® Flex 3 z bariérou przeciwbakteryjną składa się z elastycznej, maty przywarzającej warstwy poliestrowej pokrytej nanokrystalicznym srebrem. ACTICOAT Flex 3 jest łatwo dopasowującym się opatrunkiem, który dopasowuje się do kształtu ciała, aby utrzymać swoje kontakty z powierzchni rany. Opatrunek charakteryzuje się słabym przylepieniem, co pomaga zminimalizować uraz rany podczas zmian opatrunku. Srebro nanokrystaliczne stanowi skuteczną bariérę przeciwbakteryjną przed skażeniem mikrobiologicznym, chroniąc ranę przed inwazją chorobotwórczych drobnoustrojów i tym samym przyspieszając gojenie. Srebro nanokrystaliczne jest również skuteczne przeciwko drobnoustrojom obecnym w ranie. Właściwości bariéry przeciwbakteryjnej opatrunku ACTICOAT Flex 3 pozostają skuteczne przez minimum 3 dni.

Wskazania

Opatrunek ACTICOAT Flex 3 jest wskazany jako opatrunek z bariérou przeciwbakteryjną na rany częściowo i całkowicie głębokie, takie jak oparzenia, miejscowa pooperacyjna, odleżyny, owrozdzenia zylne i owrozdzenia cukrzycy. Opatrunek ACTICOAT Flex 3 może być stosowany na zakazane rany. W przypadku stosowania produktu na zakazane rany zakazanie należy kontrolować i leczyć zgodnie z lokalnym protokołem klinicznym. Opatrunek ACTICOAT Flex 3 może być stosowany jako warstwa mająca kontakt z raną w połączeniu z utrzymywaniem podciśnienia nad powierzchnią rany (lang. NPWT) przez okres do 3 dni.

Przeciwwskazania

- Nie stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na srebro.
- Nie stosować u pacjentów podczas badania NMR (obrazowania metodą rezonansu magnetycznego).
- Przed zastosowaniem radioterapii zdjąć opatrunek ACTICOAT Flex 3. Po każdym zabiegu można założyć nowy opatrunek.

Środki ostrożności

- Wyłącznie do stosowania zewnętrznego, nie stosować na przykład na odkryte narządy.
- Opatrunek ACTICOAT Flex 3 nie jest zgodny z produktami na bazie oleju, takimi jak wazelina.
- Opatrunek ACTICOAT Flex 3 może nie być zgodny z miejscowo stosowanymi lekami przeciwbakteryjnymi.
- Unikać kontaktu z elektrodami lub żelami przewodzącymi podczas pomiarów elektronicznych, np. badań EEG i EKG.
- Po założeniu opatrunku ACTICOAT FLEX 3 pacjent może odczuwać przemijający ból. W przypadku ciągłego bólu po założeniu opatrunku należy go zdjąć. Aby złagodzić odczuwany ból, należy założyć nowy opatrunek i zastosować produkt hydrogelowy zgodnie z poniższym opisem. W przypadku utrzymywania się bólu po założeniu opatrunku należy go zdjąć i przerwać stosowanie.
- Opatrunek ACTICOAT Flex 3 powinien być stosowany u wcześniaków (poniżej 37 tygodnia ciąży) wyłącznie, gdy korzyści kliniczne przewyższają potencjalne ryzyko. Nie są dostępne dane kliniczne dla tej grupy wiekowej i dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania u noworodków.
- Opatrunek ACTICOAT Flex 3 jest wyrobem jednorazowego użytku. W przypadku stosowania u

Dostępność produktu			
Kod	Wymiary	Dostępność	
66800396	5 cm x 5 cm	Kartonik zawiera 5 sztuk	
66800398	10 cm x 10 cm	Kartonik zawiera 5 sztuk	
66800399	10 cm x 10 cm	Kartonik zawiera 12 sztuk	
66800409	10 cm x 20 cm	Kartonik zawiera 12 sztuk	
66800419	20 cm x 40 cm	Kartonik zawiera 6 sztuk	
66800432	40 cm x 40 cm	Kartonik zawiera 6 sztuk	
66800435	10 cm x 120 cm	Kartonik zawiera 6 sztuk	
66801290	4 cm x 15 cm	Kartonik zawiera 5 sztuk	
66801291	4 cm x 25 cm	Kartonik zawiera 5 sztuk	
66801292	4 cm x 35 cm	Kartonik zawiera 5 sztuk	
66801293	20 cm x 20 cm	Kartonik zawiera 5 sztuk	



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone

Zielony punkt

Unikać narażenia na temperatury powyżej 50 °C.

ACTICOAT® FLEX 3

Z nanokristalnim srebrom prevlečena protimikrobna pregradna obloga SILCRYST®

Opis

Protimikrobno pregradno oblogo ACTICOAT® Flex 3 sestavlja prožen, rahlo lepiljv poliestrski sloj, prevlečen z nanokristalnim srebrom. Obloga ACTICOAT Flex 3 je zelo prilagodljiva obloga, ki sledi telesnim krivlinam in ohranja stik s površino rane. Obloga je rahlo lepiljiva, kar pripomore k zmanjšanjuv poškodb rane ob menjavanju oblog. Nanokristalno srebro zagotavlja učinkovito protimikrobno pregrado proti mikrobni kontaminaciji in ščiti rano pred invazivnimi patogenimi mikroorganizmi, s čimer pripomore k hitrejšemu celjenju. Nanokristalno srebro je učinkovito tudi proti mikroorganizmom, prisotnim v rani. Značilnosti protimikrobne pregrade obloge ACTICOAT Flex 3 ohranjajo učinkovitost najmanj 3 dni.

Indikacije

Obloga ACTICOAT Flex 3 je indicirana kot vpojna protimikrobna pregradna obloga za namestitev preko površinskih in globokih ran, kot so opekline, kirurška mesta, razjede zaradi pritiska, venske razjede in diabetične razjede. Obloga ACTICOAT Flex 3 se lahko uporablja na okuženih ranah. Kadar izdelave uporabljate na okuženih ranah, je treba okužbo pregledati in zdraviti v skladu z lokalnim kliničnim protokolom. Oblogo ACTICOAT Flex 3 lahko uporabljate kot sloj za stik s rano v kombinaciji z zdravljenjem rane z negativnim tlakom in trajanju do 3 dni.

Kontraindikacije

- Ne uporabljajte pri pacientih z znano občutljivostjo na srebro.
- Ne uporabljajte pri pacientih med preiskavo z magnetnoresonančnim (MRI) slikanjem.
- Pred aplikacijo zdravljenja z obsevanjem oblogo ACTICOAT Flex 3 odstranite. Po vsakem zdravljenju lahko namestite novo oblogo.

Previdnostni ukrepi

- Samo za zunanjo uporabo; na primer obloge ne nameščajte na izpostavljene organe.
- Obloga ACTICOAT Flex 3 ni kompatibilna z izdelki na oljni osnovi, kakršen je vazelin.
- Obloga ACTICOAT Flex 3 morda ne bo kompatibilna s topičnimi protimikrobnimi sredstvi. Izogibajte se stiku z elektrodami ali prevodnimi geli med elektronskimi meritvami, npr. pri snemanju EEG ali EKG.
- Po namestitvi obloge ACTICOAT Flex 3 se lahko pojavi prehodna bolečina. Če po namestitvi pacient čuti stalno bolečino, oblogo odstranite. Za lajšanje je bolečine namestite novo oblogo in uporabite izdelek s hidrogelom, kot je opisano v nadaljevanju. V primeru vztrajanja bolečine oblogo odstranite in jo prenehajte uporabljati.
- Obloga ACTICOAT Flex 3 lahko uporabljate pri nedonošenčkih (manj kot 37 tednov nosečnosti) samo v primerih, kadar klinična korist prevlada nad morebitnimi tveganji. V tej starostni skupini ni na voljo nobenih kliničnih podatkov, pri novorojenčkih pa so na voljo samo omejeni podatki.
- Obloga ACTICOAT Flex 3 je izdelek samo za enkratno uporabo. Če se uporablja pri več kot

Razpoložljivost izdelkov			
Koda	Velikost	Razpoložljivost	
66800396	5 cm x 5 cm	5 v sklati	
66800398	10 cm x 10 cm	5 v sklati	
66800399	10 cm x 10 cm	12 v sklati	
66800409	10 cm x 20 cm	12 v sklati	
66800419	20 cm x 40 cm	6 v sklati	
66800432	40 cm x 40 cm	6 v sklati	
66800435	10 cm x 120 cm	6 v sklati	
66801290	4 cm x 15 cm	5 v sklati	
66801291	4 cm x 25 cm	5 v sklati	
66801292	4 cm x 35 cm	5 v sklati	
66801293	20 cm x 20 cm	5 v sklati	



Ne uporabljate, če je ovojnina poškodovana

Zelena točka

Izogibajte se izpostavljenosti temperaturam nad 50 °C.

enem pacientu, lahko pride do navzkrižne kontaminacije ali okužbe. To tudi oslabi protimikrobne značilnosti izdelka. Z odpiranjem embalaže z oblogo se poškoduje sterilna pregrada, zato neuporabljivi oblog ni dovoljeno shraniti za poznejšo uporabo.

Navodila za uporabo

- Po potrebi morate rano očistiti v skladu z lokalnim kliničnim protokolom. NE uporabite fiziološke raztopine.
- Oblogo ACTICOAT Flex 3 vzemite iz embalaže z uporabo čiste tehnike.
- Po potrebi oblogo obrežite in oblikujte. Pri uporabi v kombinaciji s kompresijsko terapijo morate oblogo obrezati na velikost rane.
- Oblogo navlažite v skladu z lokalnim kliničnim protokolom, tako da jo v celoti potopite in nato narahlo stisnete (NE uporabite fiziološke raztopine). Pred namestitvijo pustite, da se odvečna voda odcedi. Kot dodatno možnost lahko neposredno na rano in/ali oblogo nanasete tanek sloj izdelka s hidrogelom, kot je npr. INTRASITE® Gel.
- Ob uporabi s sistemom za zdravljenje ran z negativnim tlakom je treba material polniti za rano vlažiti in menjavati v skladu z navodili proizvajalca. Ko uporabljate oblogo ACTICOAT Flex 3 z negativnim tlakom, ni priporočena uporaba hidrogelov, kot je INTRASITE.
- Ne da bi oblogo ACTICOAT Flex 3 raztezali, jo namestite na površino rane s poljubno stranjo navzgor in poskrbite, da se ne naguba. Oblogo je treba namestiti v smeri raztezanja vzdolž okončine, da je omogočeno premikanje.
- Oblogo ACTICOAT Flex 3 lahko uporabljate za polnjenje ran.
- Oblogo ACTICOAT Flex 3 pritrudite na svoje mesto z ustrezno sekundarno oblogo ali kompresijsko terapijo, ki bo vzdrževala vlažno okolje rane. V primeru ran z močnim izločanjem je ustrezna uporaba vpojne sekundarne obloge. Obloga ACTICOAT Flex 3 omogoča prehajanje eksudata neposredno u sekundarno oblogo.
- Skribite, da obloga ACTICOAT Flex 3 ostaja vlažna, vendar ne tako mokra, da bi prišlo do maceracije tkiva.
- Oblogo menjavajte glede na količino prisotnega eksudata in stanje rane. Obloge lahko ostanje nameščene do 3 dni.
- Ko uporabljate oblogo ACTICOAT Flex 3 pod kompresijskim sredstvom, redno preverjajte celoten obložni sistem in ga zamenjajte samo, če pride do prehajanja skozerj. Pri velikih količinah eksudata bo morda potrebna dodatna neokluzivna vpojna obloga.
- Če se obloga izsuši ali sprime z rano, oblogo navlažite ali zmočite, da olajšate njeno odstranitev in se izognete pretirganju rane, ki se celi.

Opomba: obloga ACTICOAT Flex 3 lahko povzroči prehodno razbarvanje okolne kože.

Opomba: Barva oblog je lahko različna. To ne vpliva na učinkovitost delovanja obloge.