

# QUADRA<sup>®</sup>MED

## MĚKKÁ NÁPLAST Z NETKANÉ TEXTÍLIE

QUADRA Med je prodyšná náplast vyrobená z netkané textilie s absorpční vrstvou s dezinfekční látkou (chlorhexidin diglukonát 0,5%). Hypoalergenní lepidlo, bez rozpouštědel, bez latexu a přírodního kaučuku. Má exkluzivní a patentovaný ergonomický tvar. Používá se hlavně na rány, které porušily dermis. Účelem náplasti je udržet mikroprostředí rány pod kontrolou a vytvořit vnější bariéru. Doporučeno pro malé léze, zejména pokud je kůže jemná, citlivá a podrážděná.

### NÁPLAST

Měkká netkaná textilie. Dokonalé tvarování výrobku. Vysoký komfort. Umožňuje pokožce dýchat.

### DEZINFEKČNÍ POLŠTÁŘEK

Zaoblené rohy zlepšují tvarování na ránu a přilnavost. Gázová vložka z netkané textilie s antiadhezním mikroperforovaným filmem. Gáza obsahuje 0,5% chlorhexidin diglukonátu s antibakteriálním účinkem.

### LEPIDLO

Tavné lepidlo citlivé na tlak se vyznačuje velmi dobrou lepivostí. Hypoalergenní, dobře snášenlivé s kůží, bez latexu a rozpouštědel. Snadno odstranitelné z kůže.

### BALENÍ

Bezpečný obal pro lepší ochranu spotřebitele. Pro usnadnění volby nevhodnějšího formátu náplasti je na zadní straně balení obrys náplasti v poměru 1:1.

Zdravotnický prostředek třídy III podle směrnice 93/42 / EEC.



Lepidlo bez latexu a derivátů  
přírodního kaučuku



#### VELIKOSTI

78x20 mm  
Medium

78x26 mm  
Large

86x39 mm  
Super

45x57 mm  
Extra

45x12.7 mm  
Mini

38x38 mm  
Square

ø25 mm  
Round

56x38 mm  
For fingers

**MINISTRIP - 18 pcs**  
ø25 / 45x12.7 mm



REF 010.08  
Pack: 24 pcs

**MEDIUM - 10 pcs**  
78x20 mm



REF 010.01  
Pack: 24 pcs

**LARGE - 10 pcs**  
78x26 mm



REF 010.02  
Pack: 24 pcs

**MEDIUM - 20 pcs**  
78x20 mm



REF 010.04  
Pack: 24 pcs

**2 SIZES - 20 pcs**  
78x20 / 78x26 mm



REF 010.05  
Pack: 24 pcs





WOUNDPAD WITH  
ANTISEPTIC

**SUPER - 10 pcs**  
86x39 mm



8 032956 140037

REF 010.03  
Pack: 24 pcs

**EXTRA - 10 pcs**  
45x57 mm



8 032956 140068

REF 010.07  
Pack: 24 pcs

**FOR FINGERS - 6 pcs**  
56x38 mm



8 032956 141324

REF 010.09  
Pack: 24 pcs

**5 SIZES - 40 pcs**  
78x20 / 78x26 / Ø25 / 38x38 / 45x12.7 mm



8 032956 140051

REF 010.06  
Pack: 24 pcs

