

TECHNICKÝ LIST



Popis

12255: Tampon k ošetření ústní dutiny s prostředkem na čištění zubů

12254: Tampon k ošetření ústní dutiny

12245: Tampon k ošetření ústní dutiny s prostředkem na čištění zubů

12246: Tampon k ošetření ústní dutiny s prostředkem na čištění zubů

12240: Tampon k ošetření ústní dutiny

12242: Tampon k ošetření ústní dutiny

Rozměry:

	12255	12254	12245	12246	12240	12242
Typ tyčinky	plastová	plastová	papírová	papírová	papírová	papírová
Délka tamponu	15 cm	15 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

Velikost pěnové části: 15 × 15 × délka 22 mm

Tyčinka průměr: 3 mm

Indikace

Pomoci lékaři při poskytování správné péče o ústní dutinu a poskytovat více konfigurací pro různé potřeby pacientů. Tampony s/bez prostředku ústní hygieny jsou účinné pro stimulaci slizničních tkání a čištění úst. Mají minimální účinek při odstraňování plaku.

Kontraindikace

Žádné zvláštní.

Hlavní materiály

Pěnová část: Polyuretan.

Tyčinka: Polystyren/papír.


Prostředek na čištění zubů: Roztok vody s mátovou příchutí (hydrogenuhlíčan sodný a mátová příchut').

Není vyrobeno z přírodního latexu.

Není vyrobeno za použití DEHP.

Sterilizace

Tyto produkty nejsou sterilní.



Balení

12255, 12254, 12245, 12240: Převážná krabice s 1000 kusy. 250 jednotlivě zabalených tampónů je umístěno v 1 dávkovači a 4 dávkovače jsou umístěny v převážné krabici. Čárový kód: GS1-128 symbolika, lineární, na převážné krabici a dávkovačích.

12246, 12242: Převážná krabice s 500 kusy. 250 jednotlivě zabalených tampónů je umístěno v 1 dávkovači a 2 dávkovače jsou umístěny v převážné krabici. Čárový kód: GS1-128 symbolika, lineární, na převážné krabici a dávkovačích.

Výrobce

Výrobky se vyrábí v Mexiku.

Systém jakosti výrobního závodu je v souladu s normou ISO 13485.

Informace o předpisech

Výrobek označený CE podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Riziková třída prostředku: I

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě.

Pokud to bude prakticky možné, skladujte v původním přepravním boxu.

Trvanlivost

12255, 12245, 12246: 2 roky od data výroby.

12254, 12240, 12245: Není specifikováno.

* Registrovaná obchodní známka nebo obchodní známka společnosti Avanos Medical, Inc. a jejich poboček.

© 2019 AVNS. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno 13. srpna 2019, verze 0

Strana 1 z 1

Výše uvedené rozměry a vlastnosti se mohou lišit v rámci předem stanovených rozsahů. Tento dokument byl vytvořen za použití nejaktuálnějších informací. V zájmu neustálého zlepšování se vlastnosti výrobku mohou měnit bez předchozího upozornění.

TECHNICAL DATA SHEET



Description

12255: Oral Care Swab, with Dentifrice
12254: Oral Care Swab
12245: Oral Care Swab, with Dentifrice
12246: Oral Care Swab, with Dentifrice
12240: Oral Care Swab
12242: Oral Care Swab

Dimensions:

	12255	12254	12245	12246	12240	12242
Type of stick	plastic	plastic	paper	paper	paper	paper
Swab Length	15 cm	15 cm	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

Foam size: 15 x 15 x length 22 mm
Stick diameter: 3 mm

Indication

To assist the practitioner in providing proper oral care and to provide multiple configurations for varying patient needs. Swabs with/without dentifrice are effective for stimulation of mucosal tissues and cleansing of the mouth. They are minimally effective in removing plaque.

Counter indication


None in particular.

Main materials

Foam: Urethane.
Stick: Polystyrene/Paper.
Dentifrice: Mint Flavoured Solution of Water (sodium bicarbonate and mint flavour).
Not formulated with Natural rubber latex.
Not formulated with DEHP.

Sterilization

These products are non-sterile.



Packaging

12255, 12254, 12245, 12240: Shipping case of 1000 units. 250 individually wrapped units are placed within 1 dispenser and 4 dispensers are placed within a shipping case. Bar coding: GS1-128 symbology, linear on shipping case and dispenser boxes.

12246, 12242: Shipping case of 500 units. 250 individually wrapped units are placed within 1 dispenser and 2 dispensers are placed within a shipping case. Bar coding: GS1-128 symbology, linear on shipping case and dispenser boxes.

Manufacturing

Products are manufactured in Mexico. The manufacturing site's quality system is ISO13485 compliant.

Regulatory information

Product CE marked as per 93/42/EEC Directive on Medical Devices.
Class of the device: I

Storage

Store in a dry and cool place.
Keep as much as practicably possible in its shipper box.

Shelf life

12255, 12245, 12246: 2 years, from date of manufacture.
12254, 12240, 12245: None specified.