

PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



VELKOOBJEMOVÉ STRÍKAČKY

O velkoobjemových stříkačkách

Velkoobjemové stříkačky Penta splňují požadavky na bezpečnost a přesnost i v případě velkých vstříkovaných objemů.

Stříkačka o objemu 50/60 ml je k dispozici také v oranžovém provedení pro ochranu léků citlivých na světlo.

Stříkačka o objemu 100 ml je dodávána s odnímatelným Luer adaptérem umístěným v pístu.

Tři různé typy konusu:

- ✓ Excentrický Luer konus usnadňuje uživateli odběr vzorků
- ✓ Luer Lock konus zajišťuje těsné a spolehlivé připojení
- ✓ Katérový konus umožňuje připojení hadiček

Způsob sterilizace

10% ethylenoxid + 90% CO₂; cyklus validovaný podle normy EN ISO 11135

Kód	Popis	Konus	ks/karton	krabice/karton
2022810	STŘÍKAČKA 30 ML EXC.	B	320	4 x 80 ks
2022820	STŘÍKAČKA 30 ML L/L	C	320	4 x 80 ks
2022920A	STŘÍKAČKA 50 ML L/L PRO SVĚTLOCITLIVÉ LÉKY	C	240	4 x 60 ks
2022960	STŘÍKAČKA 60 ML LUER EXC.	B	240	4 x 60 ks
2022970	STŘÍKAČKA 60 ML L/L	C	240	4 x 60 ks
2022980	STŘÍKAČKA 60 ML KATÉTR, VYPLACHOVACÍ	D	220	4 x 55 ks
2022C30	STŘÍKAČKA 100 ML KATÉTR + L ADAPTÉR, VYPLACHOVACÍ*	D	50	50 x 1 ks

Další info

B: Excentrický Luer konus
C: Luer Lock konus
D: Katérový konus



Specifikace komponent

- ✓ **Tělo:** průhledný polypropylen s bezpečnostní zarážkou proti vytažení pístu
- ✓ **Píst:** neprůhledný polypropylen
- ✓ **Těsnění pístu:** syntetická netoxická pryž se dvěma těsnicími kroužky
- ✓ **Luer adaptér (pouze u stříkačky o objemu 100 ml):** průhledný polypropylen
- ✓ **Lubrikant:** silikon vhodný pro použití ve zdravotnictví
- ✓ **Stupnice:** podle normy EN ISO 7886-1
- ✓ **Jednotkový obal (systém sterilní bariéry):** papír vhodný k použití ve zdravotnictví – plastová fólie