

Popis

Uzavřený sací systém pro dospělé T-spojka; Technologie BALLARD*; Otvor pro laváž/výplach; Čírá T-spojka; Otvor s palcovým zámkem; Hmatové pouzdro pro lepší hmatatelnost. Konektor Flex Tube 22 mm x 22 mm (kromě 22559-5), duální lumen (pouze 225579-5); Otočný adaptér 15 mm x 22 mm (pouze 220135-5, 22515-5), pevný adaptér (pouze 22559-5).

Reference	Vnější průměr	Délka (cm)	Další popis	Barva ISO
2105-5	10 Fr / 3,3 mm	54 cm	Endotracheální	černá
2155-5	12 Fr / 4 mm	54 cm	Endotracheální	bílá
21559-5	12 Fr / 4 mm	56 cm	Endo/Směr	bílá
2205-5	14 Fr / 4,6 mm	54 cm	Endotracheální	zelená
220135-5	14 Fr / 4,6 mm	30,5 cm	Trach/Otoč	zelená
2255-5	16 Fr / 5,3 mm	54 cm	Endotracheální	oranžová
22515-5	16 Fr / 5,3 mm	54 cm	Endo/Otoč	oranžová
22559-5	16 Fr / 5,3 mm	56 cm	Endo/Dir/PA	oranžová
225579-5	16 Fr / 5,3 mm	56 cm	Endo/Směr/DL	oranžová
2305-5	18 Fr / 6 mm	54 cm	Endotracheální	červená
22012356-5	14 Fr / 4,6 mm	30,5 cm	Trach / WetPak*	zelená

Endo = endotracheální; Trach = tracheostomie; Směr = směrový hrot; Otoč = Otočný adaptér; PA = pevný adaptér; DL = duální lumen

Indikace

Bezpečně odsát pacienta mechanickou ventilací odstraněním sekrecí z dýchacích cest při zachování ventilace a okysličení během odsávání.

Jedná se o výrobek na jednorázové použití.

Kontraindikace

Nepoužívat u pediatrických pacientů / novorozenců.

Výrobek nepoužívejte opakovaně, opětovně jej nezpracovávejte, ani jej znova nesterilizujte.

Nepoužívejte déle než 24 hodin.

Pro další důležitá varování si přečtěte Návod k použití, který je součástí výrobku.

* Registrovaná ochranná známka nebo obchodní značka společnosti Avanos Medical, Inc. nebo jejích poboček.

© 2019 AVNS. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno dne 13. srpna 2019, verze 0

Strana 1 z 1

Sterilizace

Uzavřený sací systém je sterilizován zářením gama (R)



Hlavní materiály

Prsten pouzdra: polypropylen; Pouzdro: polyetylen; Těsnící kazeta: akryl, ABS a silikon; Sestava rozdělovacího potrubí: akryl, PVC; Sestava katétru: PVC, ABS; Sestava pro výplach: kopolymer, nerezová ocel, ABS, PVC; Sestava regulačního ventilu na palec: polyetylen s nízkou hustotou, ABS, Kraton a akryl. Neobsahuje přírodní latex.

Obsahuje DEHP.

Balení

Každá jednotka uzavřeného sacího systému je uložena v sáčku se snadným otevíráním.

V polyetylenové lahvičce je fyziologický roztok.

Přepravní krabice s 20 díly.

2 zásobníky po 10 kusech v přepravním obalu.

Čárový kód: symboly GS1, lineární, na jednotce / zásobníku / přepravní krabici.

Výrobce

Vyrobeno v Mexiku.

Systém kvality výrobních prostor odpovídá ISO13485.

Informace o předpisech

Výrobek s označením CE podle směrnice č. 93/42/EHS.

Zařízení třídy: IIa. Oznámený subjekt: BSI NL NB (2797).

Výrobek vyhovuje: EN ISO 8836:2009; ISO 5367:2000 (část 4.7.4 a 4.6.3); ISO 5356-1:2004 (část 5.1).

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah zdrojů tepla a radiace. Bude-li to prakticky možné, skladujte v původním zásobníku.

Skladovatelnost

5 let od data výroby.

Výše uvedené rozměry a vlastnosti se mohou lišit v rámci předem stanovených specifikací. Tento dokument byl vytvořen s použitím nejnovějších informací. Vlastnosti výrobku se mohou, v zájmu neustálého zlepšování, změnit bez předchozího upozornění.