

GAMMEX[®] Latex Glove-in-Glove[™] System

Latexová rukavice v předem připravené kombinaci vnitřní a vnější rukavice pro snadné navléknutí dvou rukavic v jedné

HLAVNÍ VLASTNOSTI A VÝHODY:

- Připravená kombinace vnitřních a vnějších rukavic pomáhá ušetřit polovinu času při navlékání
- O 50 % menší množství vnitřních obalových materiálů pro snížení dopadu na životní prostředí
- Vnější a vnitřní rukavice jsou spojeny na špičkách prstů pro minimalizaci potřeby úpravy při navlékání
- Vnější rukavice se dá lehce stáhnout pro snadné výměny v průběhu operace
- Vnější i vnitřní rukavice mají stejnou velikost pro zvýšení pohodlí uživatele

POZOR: Bezpečnost použití těchto rukavic osobami přecitlivělými na latex nebyla potvrzena. Tento výrobek obsahuje latex z přírodního kaučuku, který může vyvolat alergickou reakci.

Doporučeny pro

- Veškeré chirurgické zákroky, zejména vysoce rizikové postupy v ortopedii, traumatologii a kardiochirurgii
- Snadné zjištění poškození rukavice

POUŽITÉ TECHNOLOGIE



GAMMEX[®] Latex Glove-in-Glove[™] System

INFORMACE O VÝROBKU

Materiál	Latex z přírodního kaučuku
Obsah pudru	Bezpudivé
Barva	Přírodní, zelená
Tloušťka	Standardní
Provedení manžety	Korálková s technologií SUREFIT [™]
Vnější povrch rukavic	Povrchová textura na prstech a dlani
Vnitřní povrch rukavic	Povlak s použitím technologie HYDRASOFT [™]
Prevence alergie	Žádné
Citlivost úchopu	Vysoká
Testováno pro použití v kombinaci s chemoterapeutiky	Ano, v souladu s ASTM D6978 (Není na seznamu US FDA 510k)
Nepřítomnost dírek (úroveň kontroly I)	0,65 AQL
Splnění norem pro výroby	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 a -4, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 10282
Normy upravující jakost / ochranu živ. prostředí	EN556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Balení	2 páry v sáčku; 50 párů v boxu (25 sáčků); 4 boxy v kartonu/krabici; 200 párů v kartonu/krabici (100 sáčků)
Skladovatelnost	3 roky
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční záření; uchovávejte na chladném a suchém místě. Udržujte mimo dosah zdrojů ozónu nebo zapálení.
Vulkanizační chemické akcelerátory	<ul style="list-style-type: none"> • Diethyldithiokarbamát zinečnatý (ZDEC) • Dibutyldithiokarbamát zinečnatý (ZDBC)

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
Kód výrobku Ansell	330083055	330083060	330083065	330083070	330083075	330083080	330083085	330083090

Ohledně objednávek nebo dalších informací se obraťte na obchodního zástupce společnosti Ansell.

Severní Amerika Tel.
USA: 800 952 9916 Tel.
Kanada: 1-844-494-
7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Střední a Jižní Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brazílie
Tel: +55-11-3356-3100
Email:
luvas.medicas@ansell.com

Evropa, Blízký východ a Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asie / Tichomoří
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Indie
Tel: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Austrálie a Nový Zéland Tel:
+61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com
Čína
Tel: +86(21)2407 2286/88/62
Email: infochina@ansell.com