

Překlad z anglického jazyka

XIANTAO ZHONGTAI PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD

Osvědčení o analýze

Název výrobku	Ústenka s gumičkou		
Model	17,5 x 9,5 cm	Datum odebrání vzorku	10.1. 2021
Datum výroby	5.1. 2021	Platí do	01. 2024
Č. šarže	ZT-201225-1	Datum zprávy	15.1. 2021
Množství	200 ks	Norma	EN ISO13485:2016
Obsah analýzy	Požadavek		Výsledek analýzy
Požadavek týkající se materiálů	Hlavní materiál	Materiál je dvouvrstvý PP netkaný + jednovrstvý MB netkaný	Vyhovuje
	Tvar	Obdélník se třemi sklady	Vyhovuje
	Gumička	Gumička s vláknem Spandex	Vyhovuje
	Technologie	Zatavení ultrazvukem	Vyhovuje
	Velikost	Délka 17,5+/-0,2 cm; šířka 9,5+/-0,2 cm	Vyhovuje
	Balení	50 ks v 1 krabici, 2000 ks v kartonu	Vyhovuje
	Krabička	18x10x7 cm, potištěná	Vyhovuje
	Karton	52x38x30 cm, pětivrstvý karton, potištěný	Vyhovuje

Závěr: Výše uvedené výrobky splňují normu EN ISO13485:2016.

Kontroloval:

Analýzu provedl:

Firemní razítko:

XIANTAO ZHONGTAI PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD

XIANTAO ZHONGTAI PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD

Certificate of Analysis

Name of Production	Face Mask with Earloops		
Model	17.5*9.5cm	Sampling Date	2021.01.10
Manufacture Date	2021.01.05	Expiry Date	2024.01
Lot No	ZT-201225-1	Data of Report	2021.01.15
Quantity	200pcs	Standard	EN ISO 13485:2016
Analysis Content	Requirement		Analysis Result
Physical Requirement	Main Material	The material is 2ply pp nonwoven+1ply MB nonwoven	Confirms
	Shape	Rectangle with three folding	Confirms
	Ear-loop	Elastic Band made of Spandex filament	Confirms
	Technology	Ultrasonic heat-seal	Confirms
	Size	Length 17.5+/-0.2cm; Width 9.5+/-0.2cm	Confirms
	Packing	50pcs in one box, 2000pcs in a carton	Confirms
	Box	18x10x7cm, printed	Confirms
	Carton	52x38x30cm, five-layer carton, printed	Confirms

Conclusion: The above products meet the standard EN ISO 13485:2016

Checker: 廖长群

Analyst: 胡丽丹

