

Průvodce seznámením s
inteligentním glukometrem CONTOUR™ PLUS ONE
a aplikací CONTOUR™ DIABETES



Diabetes v novém světle

Contour
plus ONE

Chytrý systém
monitoringu krevního cukru

Mějte pod kontrolou svůj diabetes
snadným propojením glukometru
a chytrého telefonu



Podívejte se na své naměřené výsledky v novém světle

Funkce přístroje

CONTOUR™ PLUS ONE:

- **Pozoruhodně přesné měření**

Můžete si být jisti, že dostanete přesné výsledky. Norma povoluje odchylku přesnosti $\pm 0,83$ mmol/l nebo ± 15 %.*

Přístroj CONTOUR™ PLUS ONE vykazuje přesnost $\pm 0,47$ mmol/l nebo $\pm 8,4$ % v celém měřicím rozsahu.

- **Funkce smartLIGHT™**

Světelná signalizace poskytne okamžitou zpětnou vazbu na základě změřené hladiny glukózy v krvi.

Žlutá = nad cílovým rozmezím

Zelená = v limitu rozmezí

Červená = pod cílovým rozmezím

Jednoduchá interpretace měření jedním pohledem.

- **Měření Second-Chance™**


Možnost druhého nasátí vzorku krve do stejného testovacího proužku do 60 vteřin. Glukometr CONTOUR™ PLUS ONE používá testovací proužky CONTOUR™ PLUS.




Žlutá
nad cílovým
rozmezím



Zelená
v limitu
rozmezí



Červená
pod cílovým
rozmezím



* Norma ISO 15197 2013 stanovuje odchylku přesnosti v rozsahu $\pm 0,83$ mmol/l u koncentrací glukózy $< 5,55$ mmol/l nebo ± 15 % u koncentrací glukózy $\geq 5,55$ mmol/l.

¹ Bailey T. a kol. Přesnost a posouzení uživatelských funkcí vyvíjeného nového monitorovacího systému na měření glukózy z krevní plazmy pro použití s testovacími proužky CONTOUR™ PLUS. Poster prezentovaný na 15. výročním setkání společnosti Diabetes Technology Society (DTS); 22.-24. října 2015; Bethesda, Maryland, USA.

Světelná signalizace vašeho diabetu

Funkce aplikace CONTOUR™ DIABETES:

- **Prohlížejte si výsledky průběžně**
Propojte glukometr CONTOUR™ PLUS ONE s aplikací CONTOUR™ DIABETES pro vytvoření personalizovaných diagramů a analýzu trendů, díky kterým zjistíte, jakým způsobem vaše každodenní aktivity ovlivňují výsledky měření.
- **Přidejte poznámky k výsledkům měření**
Zaznamenejte různé události, jako je dieta, aktivity, užívání medikamentů, a taktéž přidejte fotografie, poznámky nebo hlasové záznamy, které vám usnadní zjištění kontextu vašich měření.
- **Vysoká kvalita a bezpečnost**
Aplikace byla vytvořena experty v oblasti diabetu, je certifikovanou zdravotnickou pomůckou a splňuje veškeré aktuální požadavky na bezpečnost dat*.
- **Další vývoj přinášející nové možnosti**
Do aplikace CONTOUR™ DIABETES budou v budoucnu přidávány nové funkce, které vám usnadní inteligentní monitoring vašeho diabetu.



*Datový server certifikovaný podle normy ISO/IEC 27001:2013

Diabetes v novém světle

Contour™
plus ONE

Chytrý systém
monitoringu krevního cukru

**Nyní můžete být součástí
nové éry inteligentního
monitoringu diabetu**

Představte si, že máte svůj diabetický osobní deník vždy po ruce.

Jednoduchým způsobem nastavitelný glukometr CONTOUR™ PLUS ONE a aplikace CONTOUR™ DIABETES se bezproblémově propojí pro zaznamenávání naměřených hodnot koncentrace glukózy v krvi.

Již žádné ručně psané záznamy. Aplikace CONTOUR™ DIABETES vám zobrazí naměřené hodnoty glukózy v krvi v jednoduchém a přehledném shrnutí, které je přizpůsobeno vašim potřebám.

Můžete získat lepší přehled o tom, co ovlivňuje hladinu glukózy ve vaší krvi – zejména dieta, vaše aktivity a užívání medikamentů. Aplikace CONTOUR™ DIABETES navíc poskytuje možnost sdílení vašich výsledků s vaším lékařem před nebo v průběhu vyšetření. V obou případech budete lépe informováni a budete moci přesněji určit témata rozhovoru při vašem setkání.

Jeden výsledek vám usnadní
okamžitá rozhodnutí
související s monitoringem
vašeho diabetu



V průběhu času se každý výsledek
stává součástí vašeho příběhu

Promluvte si ještě dnes se svým lékařem
a získejte více informací o glukometru
CONTOUR™ PLUS ONE nebo navštivte
stránky www.contourplusone.cz

Získejte aplikaci



Pro iOS 8.0 a Android 5.0



Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, CONTOUR, Second-Chance a smartLIGHT jsou registrované známky Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple a logo Apple logo jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., které jsou registrovány ve Spojených státech a dalších zemích. App Store je ochranná známka služeb společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou registrované známky Google Inc. © Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena.
Datum vytvoření: březen 2016. Kód: G.DC.12.2015.40121



PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 1800/136,
142 00 Praha 4

Zelená linka: 800 111 077
www.promedica-praha.cz