

# POLYSWAB

DEZINFEKČNÍ UZÁVĚR

## Otíratelný dezinfekční uzávěr bezjehlového konektoru nebo přístupového ventilu Luer se dodává se 70% izopropylalkoholem.

Dezinfekční uzávěr Polyswab zajišťuje naprostou bezpečnost otíratelných míst s přístupovým ventilem Luer před možnou kontaminací z okolí. Udržuje antiseptické podmínky mezi přístupy k hadičkám tím, že dezinfikuje ventil do 1 minuty po aplikaci a působí jako fyzická bariéra proti kontaminaci až 7 dní, pokud není odstraněn. Podle Standardních postupů Společnosti infuzních zdravotních sester z roku 2016 (2016 Infusion Nurses Society Standards of Practice): „Použití pasivních dezinfekčních uzávěrů obsahujících dezinfekční látku (IPA) prokazatelně snižuje intraluminální mikrobiální kontaminaci a snižuje míru výskytu infekcí centrálního krevního řečiště (CLABSI).“

### Funkce a výhody:

- Pokud není POLYSWAB odstraněn, zajišťuje aktivní a účinnou dezinfekci po dobu 7 dnů.
- Kompatibilní se všemi bezjehlovými konektory a přístupovými ventily Luer.
- Eliminuje rozdíly v dodržování metody dezinfekce otíráním („scrub the hub“) mezi jednotlivými pracovníky a šetří čas zdravotnickému personálu.
- Páskové provedení umožňuje zavěšení na infuzní stojan.
- Ergonomický design pro snadné použití.
- Výrobek je sterilizován pomocí gama záření.
- Neobsahuje PVC ani latex.



Kód	Popis výrobku
90309	Dezinfekční uzávěr, zelený – 70% izopropylalkohol (IPA)

CE 0123

Pro více informací kontaktujte obchodního zástupce divize Spotřebního zdravotnického materiálu na [szm@promedica-praha.cz](mailto:szm@promedica-praha.cz).



PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.  
Novodvorská 136  
142 00 Praha  
[www.promedica-praha.cz](http://www.promedica-praha.cz)

**POLYMED**  
MEDICAL DEVICES  
We Care As We Cure